



# DESTILLER

## ALKOHOLOMIERZ



Cena: 14zł    Cena netto: 11zł

### Biowin

Głównymi elementami miernika są: probówka i pływak z odpowiednio naniesioną skalą od 0 do 95 % objętości alkoholu. Urządzenia te skalowane są w temperaturze 20 - 21°C. Odczyt objętości alkoholu odczytywany jest bezpośrednio, bez dodatkowych przeliczeń.

### Użytkowanie :

W celu dokonania pomiaru probówkę należy wypełnić niewielką ilością płynu, w takiej ilości, aby umieszczony w niej pływak unosił się w jego objętości i nie dotykał ścianek zbiorniczka. Po ustaleniu się poziomu zanurzenia, dokonać można odczytu kierując się położeniem dolnego menisku cieczy. Ciecz zmienia swoje stężenie ( cząsteczki rozprężają się i kurczą ) pod wpływem temperatury. Należy zatem pamiętać, aby odczytu dokonywać w temperaturze 20-21°C wtedy będzie on na pewno miarodajny i precyzyjny.

**UWAGA:**

Przyrządy te służą do pomiaru procentów w alkoholach czystych (wódka spirytus, bimber) tzn. bez domieszek cukrów czy garbników, które zafałszowują wynik.

**CECHY**

Długość: 1.5 cm

Szerokość: 1.5 cm

Wysokość: 20.5 cm

**Dane kontaktowe**

**Destiller - Anna i Seweryn Fabijaniak**

ul. Grunwaldzka 37

37-560 Pruchnik

Tel.: +48 660 143 042

E-mail: [biuro@destiller.pl](mailto:biuro@destiller.pl)

Godziny pracy

Poniedziałek - piątek 8:00 - 18:00

[www.destiller.pl](http://www.destiller.pl)